

LUMIÈRE PULSÉE

ADENA

T2ADNTMED01

LA LUMIÈRE PULSÉE SIMPLE ET EFFICACE



Guéridon en option

Appareil de haute technicité, totalement sécurisé et ultra performant, **ADENA** répond aux attentes des centres esthétiques qui souhaitent se lancer sur le marché de la lumière pulsée. Appareil polyvalent et facile d'utilisation, **ADENA** vous permet de réaliser des soins photo-pilaires et de photorajeunissement efficaces. **ADENA** vous garantit une puissance constante des flashes du premier jusqu'au dernier.

Avantages

- Un appareil fabriqué en France et certifié CE médical
- Rapidité des soins grâce à une fréquence allant jusqu'à 1 flash toutes les 3 secondes allié à une large surface de traitement
- Filtre à absorption breveté pour un soin efficace et sécurisé
- Facilité d'utilisation : réglages automatiques en fonction du phototype et du soin réalisé par le client.
- Système Connect pour recharger vos flashes en ligne 24/7

Indications :

- Épilation définitive⁽¹⁾
- Phtorajeunissement
- Taches pigmentaires
- Rougeurs capillaires et varicosités
- Imperfections, comédons et acné

Caractéristiques techniques

APPLICATEUR	PHOTO-DÉPILATION (HR)*	PHOTORAJEUNISSEMENT ET PHOTO-DÉPILATION POILS BLANCS (SR)
Applicateur	HR (inclus)	SR (en option)
Fluence	10 à 18 J/cm ²	5 à 17 J/cm ²
Surface traitée / flash	7,5 cm ²	3,75 cm ²
Longueurs d'ondes	610 nm à 1400 nm	475 nm à 1400 nm
Phototypes	1 à 5	1 à 4
Mode de fonctionnement	Mono et multi-impulsions	Mono et multi-impulsions

Applicateurs compatibles	HR, SR (au choix*)
Nombre de programmations max	49
Logiciel suivi client et statistiques	Oui
Filtrage	Filtre optique à absorption + dichroïque
Flashes	Mono et Multi-impulsions
Système de refroidissement	à eau
Tension alimentation	230/115/100V AC +/-10% 8/16A, 50/60Hz
Encombrement	50 x 55 x 31 cm
Poids	28 kg
Certification	CE médical