

CLATUU α



LE FROID AU SERVICE DE LA MINCEUR



Le **CLATUU Alpha** est un appareil de cryolipolyse nouvelle génération. Il est équipé d'une gamme extensible d'applicateurs qui permet d'obtenir plus facilement que jamais des résultats significatifs sur les zones les plus difficiles.

Technologie améliorée pour de meilleurs résultats.

Le refroidissement périphérique amélioré à 360° du CLATUU Alpha fournit de l'énergie de refroidissement dans tout l'applicateur et permet d'atteindre la température de traitement plus rapidement, augmentant ainsi l'efficacité jusqu'à 18 %.



Technologie de refroidissement surround à 360°

Avantages :

- Pas d'effets secondaires
- Non invasif
- Efficace et sûr
- Coûts de traitement réduits
- 2 zones simultanément traitées en seulement 40 minutes.

Résultats :

- Élimination des graisses localisées
- Remodelage du corps
- Perte centimétrique

Caractéristiques techniques

Technologie	Cryo
Pièces à main	5 pièces à main incluses : Wing, Flat, 2xArc-T, WingMax. WingPlus, Wing Mini, Flat Mini : en option.
Puissance d'entrée	AC 220-240 V, 50/60 Hz

Température de refroidissement	Réglable jusqu'à 4°
Poids	90 kg
Taille (L x P x H)	555 x 483 x 1505 mm
Certification	CE médical



7 tailles d'applicateurs pour des traitements ciblés :

ARC-T

Cuisses et autres zones plates et larges

WING Max

Abdomen supérieur et inférieur

WING

Abdomen supérieur et inférieurs, flancs et autres grandes surfaces

WING Plus

Ligne de soutien-gorge, dos et Poignées d'amour

FLAT

Abdomen et intérieur des cuisses


FLAT Mini

Double menton, aisselles, genoux et autres régions locales


WING Mini

Double menton, aisselles, genoux et autres régions locales


Avec un simple mécanisme de pression et de relâchement, le CLATUU Alpha offre un maximum de commodité et rend le changement d'applicateurs aussi simple que possible. Il n'est pas nécessaire de détacher les câbles ou d'éteindre le système, même pendant les traitements.




Avant



6 semaines après le soin



Avant



24 semaines après le soin



Avant



5 semaines après le soin