


DERMALUX

LIBÉREZ LA PUISSANCE DE LA PHOTOTHÉRAPIE LED DANS VOTRE CENTRE



La photothérapie par la led : des soins non invasifs à fortes demandes et rentabilité.

Depuis plus de 12 ans, **DERMALUX** est spécialisé dans le domaine des LED avec une certification CE médical et une fabrication au Royaume-Uni. Présent à travers 35 pays dans le monde, Dermalux est reconnu pour la qualité de leurs produits avec une gamme de 3 appareils LED visage et corps :

FLEX MD (dôme led), **COMPACT LITE** et **TRI-WAVE**.

Ses avantages :

- Longueurs d'ondes cliniquement prouvées
- Longueurs d'ondes délivrées en simultanée ou seules
- Distribution maximale et précise des photons
- Technologie de lumière ciblée
- Système de refroidissement amélioré
- Transmission uniforme des ondes
- Sans éviction sociale.



FLEX MD : Ce dôme LED portable est le plus puissant du marché. Il a été récompensé lors de plusieurs awards. Son socle de base permet une utilisation en toute sécurité avec un positionnement sur le visage. Léger, il pèse seulement 1,5kg.

10 protocoles LED permettent de répondre aux différents besoins de peau de vos clients grâce aux 3 longueurs d'onde cliniquement prouvées :

Bleue → anti-bactérien, rouge → anti-âge, NIR : proche infrarouge → cicatrisation



Flex MD (dôme led)
T2DXDOMLED

Les indications des soins LEDs :

- Ralentissement du vieillissement cutané
- Réduit l'acné
- Calme les rougeurs
- Calme l'inflammation
- Réduit le psoriasis
- Aide à la cicatrisation
- Réduit les douleurs

Résultats prouvés grâce à 14 études cliniques.

ATTENTION : L'utilisation de la LED, quelle que soit son application, est soumise à des exigences de diplômes et se fait selon les réglementations applicables à votre métier, formation et/ou de votre pays, sous votre entière responsabilité d'exploitation et d'acquisition.

AVANT / APRÈS

Anti-âge



Avant

Après 3 semaines

Acné



Avant

Après 12 semaines

Pigmentation



Avant

Après 10 semaines

Rougeurs



Avant

Après 3 semaines



Tri-Wave
T2DXTRIWAVE

Le **TRI-WAVE** et le **COMPACT LITE** permettent de réaliser des soins visage, corps & cuir chevelu. Ils sont polyvalents avec une large gamme de protocoles pré-enregistrés et entièrement personnalisables. Les appareils sont faciles d'utilisation grâce à leur design. Ils possèdent un logiciel évolutif.



Compact Lite
T2DXCOMPACT



Associez les appareils LED avec FB dermatology :
cosmétiques fluorescents activés par la LED.
À découvrir p.104



Caractéristiques techniques

	Flex MD dôme led T2DXDOMLED	Compact Lite T2DXCOMPACT	Tri-Wave T2DXTRIWAVE
	Portable & puissante	Précise & performante	Unique & inégalée
Longueurs d'ondes prouvées cliniquement	Bleue : 415nm ; Rouge : 633 nm ; NIR (proche infrarouge) : 830nm		
Niveau d'énergie	10-40 J/cm ²	7-140 J/cm ²	8-240 J/cm ²
Durée du soin	1-30 minutes	1-20 minutes	1-20 minutes
Ampoules LED	360	1080	1440
Dimensions	L 52 / P 32 / H 30 cm	L 55 / P 36 / H 70 cm	L 75 / P 57 / H 150 cm
Poids	1,5 kg	32 kg	70 kg
Certification	CE médical	CE	CE médical