

EPILAB

T2EPILAB01

L'ÉPILATION LASER D'EXCELLENCE



Accédez à une épilation laser d'excellence grâce à l'appareil **EPILAB**. Laser diode de **technologie médicale Mediostar**, EPILAB est un laser évolutif à 2 têtes avec 9 pièces à main compatibles. Il vous permet de traiter tous les types de poils et tous les phototypes de peau avec une efficacité inégalée.

AVANTAGES :

- Un laser de **technologie Mediostar**, fabriqué en Allemagne
- **Un spot laser homogène à l'impulsion brevetée grâce au verre saphir** : flash efficace sur les poils fins, puissant et sécurisé même en mono-pulse
- **Un appareil évolutif** avec la plus grande offre de pièces à main en termes de surface et d'énergie : **9 pièces à main jusqu'à 10 cm et 5 000 W**
- Des résultats en **6 à 8 séances en moyenne**
- **Séances ultra rapides** : 4 à 10 min selon les zones et selon la pièce à main
- Un système de refroidissement intégré à 360° **pour des séances confortables**

ATTENTION : l'utilisation d'un laser, quel qu'il soit, et quelle que soit son application est soumise à des exigences de diplômes et se fait selon les réglementations de votre métier, formation et/ou de votre pays, sous votre entière responsabilité d'exploitation et d'acquisition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laser	Diode haute puissance, classe 4
Longueurs d'onde	760, 808, 810, 940, 1060 nm*
Puissance max.	5000 W*
Durée du Pulse	3 – 400 ms*
Fréquence max	20 Hz*

Fluence max.	210 J/cm²*
Surface d'émission max.	10 cm²*
Modes	mono-pulse, mono glissé et smooth pulse
Écran	Écran tactile LCD 10,1 pouces
Nombre de pièces à main	2 ports (au choix S, M, L, XL, Powerline L, Powerline Mix, YAG, Alex, VAS)

Taille	41 x 71,5 x 97 cm
Poids	65 kg
Refroidissement	Refroidissement de contact à 360°
Garantie	Pièce à main garantie 1 an avec flashes illimités + extension possible jusqu'à 3 ans / Appareil garanti jusqu'à 5 ans
Certification	CE Médical

Indications :

- Épilation définitive⁽¹⁾
- Photorajeunissement
- Rougeurs capillaires, lésions vasculaires et varicosités
- Acné

9 PIÈCES À MAIN AU CHOIX

S

1 cm²
810/940 nm
1275 W



M

1,5 cm²
810/940 nm
1700 W



L

3 cm²
810/940 nm
3400 W



XL

10 cm²
810/940 nm
5000 W



PowerLine L

3 cm²
810/940 nm
5000 W



PowerLine YAG

3 cm²
1060 nm
4000 W



PowerLine MIX

3 cm²
808/1060 nm
5000 W



ALX

1,4 cm²
760/940 nm
560 W



PowerLine V

0,12 cm²
940 nm

RÉALISEZ VOS SOINS EN UN TEMPS RECORD !

Gain de temps pendant les séances = Plus de clients traités = Rentabilité boostée

4 min avec applicateur XL

**Jambes entières en :
8 min** avec applicateur L

10 min avec applicateur M



Fini le gel !

SPRAY LASER SKIN CARE (T1SPRAYLASER)

Révolutionnez vos soins laser avec le spray LASER SKIN CARE sans gel. Sa formule exclusive sans gel, sans parfum et enrichie à l'aloë vera garantie une triple action : elle nettoie, favorise un glissement parfait de la pièce à main sur la peau et limite les réactions cutanées. Plus besoin de spatule, coupelle ou de gel échographique, une simple vaporisation du LASER SKIN CARE suffit.



CAPS HYGIÉNIQUES LASER (T8EPILABCAP)

Développés exclusivement pour les lasers Epilab, ces patches jetables souples assurent le plus haut niveau d'hygiène pendant les soins laser. L'ergonomie sur-mesure garantit une application simple et rapide.