

geneo X

T2GENEO

LA TECHNOLOGIE VISAGE NOUVELLE
GÉNÉRATION QUE TOUT LE MONDE
S'ARRACHE



L'oxygène au service de la beauté.

GENEO X est une plateforme de soins esthétiques, conçue pour offrir des solutions innovantes et personnalisées. L'appareil combine le procédé breveté Oxfoliation™ avec la technologie RF Pro pour stimuler la production de collagène, un soin nourrissant grâce aux ultrasons légers et un massage détoxifiant pour une peau apaisée, ferme et éclatante.

S'appuyant sur des technologies de pointe, **GENEO X** offre des soins hauts de gamme permettant une amélioration visible de la qualité de la peau.



OXYGÉNEO



RF



ÉLECTRO-STIMULATION



ULTRASONS

Technologies

Radiofréquence TriPollar®

Chauffe uniformément la peau pour stimuler la production de collagène et raffermir les tissus.

Électrostimulation ESA

Active les fibroblastes pour lifter et remodeler la peau en profondeur.

OxyGeneo

Exfoliation douce pour éliminer les cellules mortes et booster le processus d'oxygénation naturelle de la peau.

Ultrasons

Améliore la pénétration des principes actifs et maximise l'efficacité des sérums.

Massage relaxant

Stimule la circulation sanguine, décongestionne et amplifie l'effet des soins.



Caractéristiques techniques

Technologies	RF, ESA, Oxygeneo, ultrasons, massage relaxant	Alimentation	100-240 V, ~ 50/60 Hz, 0,8-1,5 A
Taille (H x L x P)	418 x 510 x 223 mm	Certification	CE
Poids	~9 Kg		



Avantages


- 3 modes disponibles : Programmes pré-enregistrés, programmes personnalisés, manuel
- 9 soins pour répondre à toutes les problématiques
- Prise en main simple et intuitive
- Des paramètres ajustables en temps réel aussi bien sur la pièce à main que sur l'écran
- Des résultats dès la première séance
- Un soin qui peut être réalisé toutes les semaines
- Compatible avec toutes les autres technologies
- Tous phototypes et tous types de peau

Indications

- Rides et ridules
- Relâchement cutané
- Éclat du teint
- Purification de la peau
- Imperfections cutanées
- Hydratation de la peau

Résultats

Que la peau ait besoin d'être réparée, profondément nettoyée, d'un coup d'éclat ou simplement d'être revitalisée, les soins Geneo sont conçus pour répondre à tous ses besoins. Avec Geneo X, vous avez la possibilité de proposer 9 soins pour répondre à toutes les problématiques de vos clientes.



Avant




Immédiatement après le traitement



Avant



Après 6 traitements



Avant

Immédiatement après le traitement