

IPLift

T2IPLIFT01

LA LUMIÈRE PULSÉE AU SERVICE DE VOTRE PEAU



PHOTO-RAJEUNISSEMENT



Combinez les bienfaits de la lumière pulsée IPLIFT avec les cosmétiques Arosha (découvrez 1 pack exclusif pour chaque protocole IPLIFT).

IPLIFT, l'appareil de lumière pulsée exclusif pour les soins de photorajeunissement.

La lumière pulsée est la solution parfaite pour des soins visage et corps efficaces. Avec l'IPLIFT, proposez une solution globale pour répondre aux problématiques de peaux de vos clients. Entre soins anti-âge, anti-tache, anti-rougeur ou anti-imperfection, proposez des soins multi-correctionnels adaptés aux besoins du clients.

Avantages :

- Un appareil fabriqué en France et certifié CE médical
- Soin Multi-correctionnel : appareil 4 en 1, une réponse clé en main aux problématiques de peau les plus demandées
- Protocoles exclusifs : synergie inédite entre technologie et cosmétiques
- Soins adaptés à toutes les zones du visage et du corps (mains, décolleté, dos, jambes...)
- Système Connect pour recharger vos flashes en ligne 24/7

Caractéristiques techniques

Technologie	Lumière pulsée
Applicateur	SR (Skin Rejuvenation)
Fluence	5 à 17 J/cm ²
Surface traitée / flash	3,75 cm ²

Longueurs d'ondes	475 nm à 1400 nm
Phototypes	1 à 4
Mode de fonctionnement	Mono et multi-impulsions
Certification	CE Médical



Anti-âge Rides & ridules

Résultats

- Atténue les rides & les ridules
- Redonne à la peau son élasticité et sa souplesse
- Amélioration de la fermeté de la peau
- Effet tenseur remodelant et restructurant
- Resserre les pores dilatés



Avant

Après 1 séance



Avant

Après 1 séance

Après 2 séances

Après 3 séances



Anti-imperfection Comédons, peaux à problèmes

Résultats

- Réduit la production des glandes sébacées
- Réduit les inflammations
- Réduit la prolifération des bactéries
- Stimule la production de collagène



Avant

Après 1 séance



Avant

Après 1 séance



Anti-tache pigmentaire Taches de vieillesse, taches brunes

Résultats

- Atténuation des taches brunes, taches de vieillesse
- Teint unifié
- Coup d'éclat



Avant

Après 1 séance



Avant

Après 1 séance



Anti-rougeur capillaire varicosités, lésions vasculaires

Résultats


- Réduit les lésions vasculaires
- Réduit les varicosités et les rougeurs capillaires
- Atténue les petits vaisseaux rouges et bleus



Avant



Après 3 séances



Avant

Après 1 séance beauty tech med