

LUMIÈRE PULSÉE

ARIANE

T2ARNGNTMED01

L'EXPERT DE L'ÉPILATION DÉFINITIVE⁽¹⁾
ET DU PHOTORAJEUNISSEMENT



MADE IN
FRANCE



ARIANE est l'appareil le plus connu et reconnu pour sa performance sur le marché de la lumière pulsée. Il est le seul appareil IPL à garantir la puissance et la qualité des flashes du premier au dernier. Ultra performant, cet appareil vous permet de réaliser des soins photopilaire et de photo-rajeunissement d'excellence.

Avantages

- Un appareil fabriqué en France et certifié CE médical
- Efficace sur tous les types de poils et les phototypes 1 à 5
- Filtre à absorption inaltérable pour un soin efficace et sécurisé
- Système Connect pour recharger vos flashes en ligne 24/7

Flashez ici

Pour en savoir plus
sur une séance
de lumière pulsée
avec Ariane



Indications :

- Épilation définitive⁽¹⁾
- Photorajeunissement
- Taches pigmentaires
- Rougeurs capillaires et varicosités
- Imperfections, comédons et acné

Caractéristiques techniques

Appareils compatibles	HR, SR (au choix*) - RHR (en option)
Nombre de programmations max	73
Logiciel suivi client et statistiques	Oui
Filtrage	Filtre optique à absorption + dichroïque
Flashes	Mono, Multi-impulsions et Rafale
Système de refroidissement	à eau, double radiateur
Tension alimentation	230/115/100V AC +/-10% 8/16A, 50/60Hz
Encombrement	37 x 54 x 97 cm
Poids	46 kg
Certification	CE médical

APPLICATEUR	PHOTO-DÉPILATION (HR)*	PHOTO-DÉPILATION POILS NOIRS EN MODE RAFALE SFL	PHOTORAJEUNISSEMENT ET PHOTO-DÉPILATION POILS BLANCS (SR)
Appareil	HR (au choix)	RHR (en option)	SR (au choix)
Fluence	12 à 20 J/cm ² (selon modèle)	4 à 6 J/cm ²	6 à 18 J/cm ²
Surface traitée / flash	7,5 cm ²	7,5 cm ²	3,75 cm ²
Longueur d'ondes	580 nm à 1100 nm (selon modèle)	610 nm à 1100 nm	475 nm à 1100 nm
Phototypes	1 à 5	1 à 5	1 à 4
Fréquence de répétition max	jusqu'à 1 flash / sde (selon modèle)	jusqu'à 3 flashes / sde	jusqu'à 1 flash / sde (selon modèle)
Durée du flash	2 à 100 ms	2 à 10 ms	2 à 50 ms
Mode de fonctionnement	Mono et multi-impulsions	Mode Rafale	Mono et multi-impulsions