



MultiFrax



T3MULTIFRAX

1^{ER} ET UNIQUE LASER PORTABLE FRACTIONNÉ NON ABLATIF



Laser fractionné non ablatif avec 2 longueurs d'onde Erbium Glass et Thulium.

Le **MultiFrax** est la plus importante avancée technologique que l'industrie des appareils esthétiques ait connue depuis des années. Il offre toute la puissance et les capacités des lasers traditionnels dans un design élégant, portable et simplement alimenté par une batterie. Surpassez la concurrence et proposez des traitements toujours plus performants. Le **MultiFrax** offre plus de résultats pour moins de contraintes.

Il s'agit d'un laser qui combine 2 longueurs d'ondes (1550nm et 1927nm) dans un seul et même système. La technologie simulScan délivre les 2 longueurs d'ondes simultanément ou individuellement. Le **MultiFrax** est LA solution ultime pour réaliser un rajeunissement cutané.

Découvrez notre technologie **Made in France** compatible avec tous les autres soins cosmétiques et technologiques, tous types de peau et tous phototypes.

Pourquoi choisir le MultiFrax ?

- **Précision** : une fenêtre de tir qui peut varier en fonction de la zone à traiter, de 2 mm à 14 mm pour s'adapter à chaque zone.
- **Réduction des dommages** : l'espacement entre les shots est ajustable entre 0,5mm et 2mm pour un traitement sur mesure en fonction du phototype et de la problématique
- **Puissance** : la technologie compacte du MultiFrax permet de délivrer un maximum d'énergie sans dispersion, garantissant ainsi des performances supérieures aux plus grandes stations laser.
- **Rapidité** : entre 20 et 30 minutes pour un traitement visage
- **Sécurité** : film opaque permettant d'éviter le port de lunettes et capteur sensoriel
- **Confort** : un appareil nomade, simple et intuitif, une pièce à main légère et ergonomique
- **Rentabilité** : très peu de consommables pour un traitement haut de gamme et sans entretien

Caractéristiques techniques

Classe laser	Produit laser de classe IV (4)	Taille du spot de traitement	< 500 µm
Source laser	Laser diode	Largeur du scanner	2 à 14 mm
Longueurs d'onde	1550 +/- 20 nm // 1927 +/- 20 nm	Intervalle du scanner	0,5 à 2 mm
Énergie de sortie	1550 nm : 1 à 50 mJ 1927 nm : 1 à 20 mJ	Certification	CE médical

Indications

- Réduit l'apparence des rides et des ridules
- Améliore l'aspect des cicatrices et vergetures
- Unifie le teint et redonne de l'éclat
- Favorise la pousse des cheveux
- Réduit l'apparence des taches
- Booste la production de collagène
- Mélasma



Avantages

- Une fenêtre de tir de 2 à 14 mm selon la zone.
- Une énergie maximale sans dispersion.
- Un traitement visage en 20 à 30 minutes.
- Un capteur sensoriel pour plus de sécurité.
- Un format nomade avec une pièce à main légère.
- Longueurs d'onde Erbium Glass (1550 nm) et Thulium (1927 nm) en simultané ou séparé.



Embout Multifrax

T1MULTIFRAXTIPS

- Permet de réaliser 500 000 shots
- Entre 20 et 40 traitements selon la zone
- Recouvert d'un film permettant de contenir l'irradiation laser, évitant ainsi le port de lunettes pendant le soin
- Capteur sensoriel intégré qui :
 - Se déclenche uniquement au contact de la peau
 - Alerte si le mouvement est trop rapide



Avant Après Avant Après



Avant 4 semaines après le traitement



Avant Immédiatement après le traitement 4 semaines après le traitement



Avant Après 2 traitements