

LES PRESSO ESTHÉTIQUES



DERMO-PRESSION



PRINCIPES ACTIFS

PRESSO AP10 - C2PSAR04

Un appareil de presso-esthétique simple, programmable ou pré-programmé de 4 cellules par jambe qui répond aux besoins essentiels de drainage et de bien-être.

Réglages :

- 4 modes programmés + mode «Skip Care»
- Pression de 10 à 180 mmHg
- Ultra silencieuse

À combiner avec les produits cosmétiques AROSHA pour une action minceur complète.

Livré complet avec :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 2 bottes 4 cellules | + 1 tuyau simple sortie |
| + 2 semelles de massage | + 1 tuyau double sortie |
| + ceinture 4 cellules | + 1 tuyau de distribution |

Garantie : 1 an (sauf bottes)

Dim.: 260 x 160 x 120 mm



DERMO-PRESSION



PRINCIPES ACTIFS

PRESSO AP20 - C2PSP20NG

L'appareil de presso-esthétique qui répond à tous les besoins esthétiques avec 2 bottes de 6 cellules et 3 programmes totalement paramétrables. Doté d'une double prise, l'appareil permet la prise en charge de 2 clients en simultanée.

Réglages :

- 3 modes programmés
- Pression de 10 à 200 mmHg
- Ultra silencieuse

À combiner avec les cosmétiques AROSHA pour une action minceur complète.

Livré complet avec :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 2 bottes de 6 cellules | + 4 tuyaux simples |
| + ceinture 6 cellules | + 1 manchon bras |

Garantie : 1 an (sauf bottes)

Dim.: 414 x 310 x 160 mm



DERMO-PRESSION



PRINCIPES ACTIFS

PRESSO AP25 - C2PSP25NG

Version «Full Body» de l'AP20, l'AP25 est équipé d'un pantalon corps entier de 6 cellules par jambe pour un drainage encore plus efficace. Doté d'une double prise, l'appareil permet la prise en charge de 2 clients en simultanée.

Réglages :

- 3 Modes Programmés
- Pression de 10 à 200 mmHg
- Pantalon «full body» avec sangles ajustables pour les chevilles
- Ultra silencieuse

À combiner avec les cosmétiques AROSHA pour une action minceur complète.

Livré complet avec :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 pantalon «full body» 6 cellules par jambe (intégrant la ceinture abdominale) | |
| + 2 extensions fermeture zip | + 1 manchon bras |
| + 4 tuyaux simples | + 1 câble d'arrêt d'urgence |

Garantie : 1 an (sauf bottes)

Dim.: 414 x 310 x 160 mm



Associez la technologie presso à la gamme de soins cosmétiques Arosha Corps

LES PRESSO ESTHÉTIQUES

PRESSO AP30 - C2PSP3002

Le TOP de la presso-esthétique corps entier ! Avec ses 12 cellules indépendantes par jambe, elle est idéale pour vos clients qui recherchent un drainage profond, efficace tout en restant agréable.

Réglages :

- 8 Modes Programmés
- Pression de 20 à 200mmHg
- Réglage indépendant par cellule
- Pantalon «full body» avec sangles ajustables pour les chevilles
- Ultra silencieuse

À combiner avec les produits cosmétiques AROSHA pour une action minceur complète.

Livré complet avec :

- 1 pantalon «full body» 12 cellules par jambe
- + 2 extensions fermeture zip
- + 1 bouton d'arrêt
- + 2 tuyaux simples

Garantie : 1 an (sauf bottes)

Dim. : 380 x 360 x 200 mm



DERMO-PRESSION



PRINCIPES ACTIFS

LES ACCESSOIRES

AP10

Pour les bottes avec anciennes fermetures éclair (n°lot commençant par Y)

Botte AP10 4 cellules (à l'unité) : C8PSAP10LS

MANCHON BRAS - 4 cellules : C8PSAP10MB02

EXTENSIONS JAMBE XL (par pair) : C8PSAP10EJ02

EXTENSIONS JAMBE XXL : C8PSAP10LEGEX

EXTENSION BRAS (à l'unité) : C8PSAP10EB02

PANTY 4 cellules : C8PSAP10P02

Pour les bottes avec les nouvelles fermetures éclair (n°lot commençant par YZ):

BOTTE XXL V2 - 4 CELLULES (à l'unité) : C8PSAP10LS02

MACHON BRAS V2 - 4 CELLULES : C8PSAP10MB03

EXTENSIONS JAMBES XL V2 (par pair) : C8PSAP10EJ03

EXTENSIONS JAMBES XXL V2 (par pair) : C8PSAP10LEGE2

EXTENSION BRAS V2 (à l'unité) : C8PSAP10EB03

AP20 et AP25

PANTALON FULL BODY nouvelle génération (exclusif AP25) : C8PSAP25NP

Les + : nouvelle conception pour un drainage encore plus efficace, gonflage rapide, sangles ajustables pour les chevilles. 6 cellules par jambe.

MANCHON BRAS - 6 cellules : C8PSAPNGMB

EXTENSIONS JAMBE XL (par pair) : C8PSAP20EJ02

EXTENSION BRAS : C8PSAP20EB

DOUBLURE WATERPROOF : T7PSDOUBI01

AP30

BOTTE (à l'unité) : - 12 cellules (avec extensions) : C8PSBPEAP30

MANCHON BRAS - 12 cellules : C8PSAP30EBN

EXTENSIONS JAMBE XL (par pair) : C8PSAPNGEJ

EXTENSION BRAS (à l'unité) : C8PSAP30EB

DOUBLURE WATERPROOF : T7PSDOUBI01

PANTALON FULL BODY nouvelle génération : T8PSAP30FBNG

Les + : nouvelle conception pour un drainage encore plus efficace, gonflage rapide, sangles ajustables pour les chevilles. 12 cellules par jambe.



Associez la technologie presso à la gamme de soins cosmétiques Arosha Corps