



ULTRAFORMERMPT

T3PACKUFMPT

**NOUVELLE GÉNÉRATION ULTRAFORMER,
LA PRÉCISION AU SERVICE DE L'EXCELLENCE**



L'**ULTRAFORMER MPT** (Micro Focused Technology) est la nouvelle génération d'Ultraformer qui permet des traitements précis et rapides. Un appareil HIFU visage et corps doté de Boosters inédits pour des résultats optimaux. Ce dispositif plus sûr maximise l'efficacité des MMFU (Micro & Macro focused Ultrasound) en divisant la méthode de génération du TCP (points de coagulation thermique) en micro-unités au-delà de la technologie pour créer une qualité TCP précise. Le traitement Ultraformer MPT lutte efficacement contre le relâchement, les rides et tous les signes de vieillissement.


Il permet de lifter et de raffermir le visage pour une peau plus jeune et de redessiner le corps pour une silhouette affinée. Grâce à la précision de chaque impulsion, les transducteurs HIFU sont conçus pour stimuler la fabrication de collagène afin d'éliminer les rides du visage et le relâchement de la peau. Le dispositif est livré avec les 7 cartouches et 3 boosters.

Le traitement **Ultraformer MPT** est une procédure non invasive permettant d'obtenir des résultats naturels et progressifs.

Pourquoi choisir l'Ultraformer MPT ?

- Cartouches d'ultrasons micro et macro focalisés en profondeur pour des résultats optimaux
- La cartouche de profondeur 2mm cible les régions étroites et sensibles du visage avec des vitesses de tir plus rapides et un transducteur plus fin.
- Alternative sûre et efficace aux injections ou à la chirurgie invasive
- Complète les autres soins technologiques esthétiques proposés
- Retour sur investissement très rentable

Une meilleure technologie grâce au mode MP



Caractéristiques techniques

Technologies	HIFU	Dimensions (L x l x h)	570 x 620 x 1330 mm
Alimentation	100 - 240V~, 50/60Hz	Poids	37 kg
		Certification	CE Médical

Résultats

- Atténue les rides et ridules •
- Lifte les paupières tombantes •
- Lutte contre le relâchement cutané et améliore l'élasticité de la peau •
- Améliore l'éclat du teint •
- Réduit les amas graisseux •




Avantages

- Des traitements 2,5 fois plus rapides
- 10 cartouches pour optimiser le traitement selon la zone
- 6 modes de tirs possibles
- Des pièces à main légères et ergonomiques
- Des cartouches fines pour un traitement plus précis et une meilleure visibilité
- Activation grâce à la pédale ou directement sur la pièce à main pour plus de confort
- Changements de mode faciles et informations sur l'utilisation des cartouches
- Large panel d'indications (relâchement cutané, double menton, cellulite, rides, pores, etc.)

ULTRA FORMER

ULTRA BOOSTER



Mode MP

Mode Normal

Mode MP

Mode Normal



3 pièces à main


4 Cartouches Visage de profondeur 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 2 mm

3 Cartouches Corps : 6 mm, 9 mm, 13 mm

3 Boosters Visage 1,5mm ; 3 mm et 4,5mm



T1UMPTB00ST15



T1UMPTB00ST3



T1UMPTB00ST45



T1UMPTCAR15
1,5mm
7MHz



T1UMPTCAR2
2,0mm
7MHz



T1UMPTCAR3
3,0mm
4MHz



T1UMPTCAR45
4,5mm
5.5MHz



T1UMPTCAR6
6,0mm
2MHz




T1UMPTCAR9
9,0mm
2MHz



T1UMPTCAR13
13,0mm
2MHz

Double menton



Avant



Immédiatement après
le traitement

Rides du front



Avant



Immédiatement après
le traitement

Lifting du visage



Avant



Immédiatement après
le traitement