


veloce

T2VELOCE

**LUMIÈRE PULSÉE MÉDICALE
NOUVELLE GÉNÉRATION**



Raffermissement



Avant

Après

Cicatrices et taches



Avant

Après

Nevus Flammeus



Avant

Après

Rosacée et télangiectasies



Avant

Après



Le **VELOCE** est une plateforme IPL avancée conçue pour délivrer une énergie élevée de manière stable et homogène, même à haute fréquence. Grâce à son système innovant à double lampe et ses impulsions rapides, il permet d'optimiser les performances tout en réduisant le temps de traitement. Sa conception garantit également confort et sécurité, avec un système de refroidissement intégré et des paramètres entièrement personnalisables.

La technologie

- IPL (Lumière Intense Pulsée)
- Système double lampe
- Impulsions rapides haute fréquence (jusqu'à 20 Hz)
- 8 filtres interchangeable multi-longueurs d'ondes
- Refroidissement intégré

Avantages

- Haute puissance avec énergie stable
- Rapidité d'exécution
- Grande polyvalence de traitements
- Personnalisation avancée
- Confort optimal pour le patient
- Fiabilité et constance des résultats

Résultats

- Rajeunissement cutané (texture, éclat)
- Lésions pigmentaires
- Lésions vasculaires
- Acné
- Épilation durable



Caractéristiques techniques

Système	double lampe
Filtres	8 filtres interchangeables
Refroidissement	intégré

Poids	80 kg
Dimensions (L x l x h)	480 x 826 x 1094 mm
Certification	CE médical