

WAVESHAPE 3.0

C9AROPACKW3

L'APPAREIL MAINS LIBRES INNOVANT
POUR UN AMINCISSEMENT EFFICACE



ÉLECTRO-STIMULATION



ULTRASONS



PRINCIPES ACTIFS



L'appareil **WAVESHAPE 3.0** est la solution pour redessiner la silhouette du corps. La combinaison entre les ultrasons et la stimulation électrique est capable d'agir de manière efficace sur l'accumulation de liquides, la graisse sous-cutanée et la fibrose des fibres de collagène. Leur action synergique permet de dégrader les métabolites et de combattre la graisse localisée, de faciliter le drainage des toxines et des liquides en excès, d'améliorer la tonicité du muscle et de redonner à la peau son élasticité.

Avantages

- Triple synergie : ultrasons, électrostimulation, bandes Arosha
- Double émission d'ultrasons
- Séance en main libre
- Acier inoxydable



C3AR0294338

CONSEILS
DE PRO

Combiner le waveshape avec les bandes Arosha : permet de fermer le circuit de microcourant et d'améliorer la conduction pendant que les ingrédients actifs spécifiques pénètrent dans le tissu cutané en vue d'accélérer l'action de la lipolyse.

Caractéristiques techniques

Technologies	électro-stimulation 2- 198Hz ultrasons 0,2 W cm ² avec f: 1,8 MHz	Accessoires inclus	8 bandes élastiques velcro, 16 électrodes en silicone, 8 plaques ultrasons
Alimentation Générale	AC 230 V, 50 - 60 Hz 14 programmes prédéfinis	Dimensions (L x l x h)	600 x 495 x 1200 mm
		Certification	CE

L'appareil **AROSHA WAVESHAPE 3.0 ASSOCIÉ AUX BANDES AROSHA** assure un rendement rapide et efficace avec des résultats visibles dès la première séance : réduction des capitons, tonification et raffermissement des tissus, remodèle la silhouette et lutte contre la rétention d'eau.




> **Action des Ultrasons** : Les ultrasons provoquent la fragmentation de la paroi de la cellule adipocyte, libérant les toxines et les triglycérides expulsés par la suite par les systèmes veineux et lymphatique

> **Courant électrolipolique** : Il agit sur le tissu graisseux en réserve, la microcirculation et augmente l'activité cellulaire et la consommation d'énergie



Électrolipolyse sous-cutanée : stimule les adipocytes pour créer une action de lipolyse : réduction de la masse graisseuse



Électrostimulation musculaire : provoque des contractions contrôlées qui stimule efficacement les muscles

Types de soins

Permettant d'obtenir différents programmes en profitant des avantages de l'association innovante des ultrasons au courant électrolytique.

1. **LIPOLYTIQUE** : Onde spécifique pour "attaquer" les tissus graisseux et la cellulite.
2. **DRAINING** : Onde spécifique pour favoriser l'action drainante.
- 3/4. **PROGRESSIVE & PROGRESSIVE 2** : Deux différentes formes d'ondes électriques pour offrir deux modes de stimulation musculaire.
5. **TONING** : Onde spécifique pour favoriser le tonus musculaire et cutané (nutrition fondamentale impliquant les échanges métaboliques des tissus).
6. **ACTIVE** : Onde utilisée pour augmenter et diminuer progressivement la stimulation du muscle.



Le Waveshape permet de personnaliser les soins en fonction des besoins du client.